

MICROMED®



Elektrochirurgie-Gerät  
*Electrosurgical unit*



# MDI

Das ideale HF-Gerät für kleinere **monopolare** Eingriffe.

Das Hochfrequenzchirurgie Gerät mit der Ausgangsleistung von 50 Watt erfüllt alle Ansprüche für kleinere monopolare Eingriffe. Das MDI verfügt über vier verschiedene Stromarten: monopolares Schneiden sowie monopolares Koagulieren. Die Auswahl der Stromart erfolgt per Tastendruck. Über den Drehknopf wird die Ausgangsleistung schnell und einfach verändert.

Das MDI ist für verschiedene Einsatzbereiche, wie z.B. chirurgische, dermatologische, dentale, HNO- und veterinärmedizinische Anwendungen geeignet.

The ideal unit for small **monopolar** applications.

The electrosurgical unit with output power of 50 Watt meets all requirements for small monopolar applications. The MDI has four different types of current: two each for monopolar cutting and two each for monopolar coagulation. The type of current is set by pushbutton. The output power is regulated fast and easily by a turning knob.

The MDI is suitable for various application areas, e.g. for surgical, dermatological, dental, ENT and veterinary procedures.

**50 Watt**



Monopolares Schneiden mit 2 Betriebsarten  
Monopolar cutting with 2 operation modes



Monopolare Koagulation mit 2 Betriebsarten  
Monopolar coagulation with 2 operation modes



Mikro-Funktion reduziert die Ausgangsleistung  
Micro switch for low-power applications

150-001-001

Monopolare Schneiden 1	Monopolar cut 1	50 Watt, 500 Ω
Monopolare Schneiden 2	Monopolar cut 2	50 Watt, 1000 Ω
Monopolare Koagulation 1	Monopolar coagulation 1	50 Watt, 500 Ω
Monopolare Koagulation 2	Monopolar coagulation 2	35 Watt, 1000 Ω
Typ	Type	BF
Abmessungen	Dimensions	270 x 127 x 260 mm
Gewicht	Weight	5,5kg
Gewährleistung (Monate)	Warranty (months)	24
Netzanschluss	Mains supply	115/230 Volt

Mikro Schneiden 1	Micro cut 1	20 Watt, 500 Ω
Mikro Schneiden 2	Micro cut 2	20 Watt, 1000 Ω
Mikro Koagulation 1	Micro coagulation 1	10 Watt, 500 Ω
Mikro Koagulation 2	Micro coagulation 2	10 Watt, 1000 Ω

Artikelnummer	Bezeichnung	Description
150-001-001	HF-Chirurgie-Gerät MD1	HF surgical unit MD1
151-001-003	Zubehörsatz Chirurgie MD1	Accessory Set Surgery MD1

#### Beispiele aus dem Anwendungsspektrum:

Epilation, Akne, Pusteln, Furunkel, Besenreiser, Couperose, Entfernung von Warzen, Lupus Vulgaris, Naevi, Keloid, Clavi, Tattoo Entfernung, Altersflecken, Faltenbehandlung, Nasenpolypen, Epistaxis, Pruritus Vulvae, Geschwülste der Harnröhre, Vaginal-Zysten, Cervix-Polypen und Adenome Zysten.

#### Examples for application areas:

Epilation, acne, pustules, furuncles, spider veins, couperose, removal of warts, lupus vulgaris, naevi, keloid, clavi, tattoo removal, age spots, wrinkle treatment, nasal polyps, epistaxis, pruritus vulvae, ulcerated urethra, vaginal cysts, cervical polyps, adenoma cysts.